

Link do produktu: <https://www.twoja-apteczka.pl/defibrylator-samaritan-pad-500p-z-doradca-rko-p-1414.html>

Defibrylator Samaritan PAD 500P z doradcą RKO

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1414
Kod producenta	500-SYS-PL-10
Producent	HeartSine Technologies Ltd.

Opis produktu

Wszystkie czynności reanimacyjne należy przeprowadzić maksymalnie dobrze, bez uchybień, w pełni kontrolując sytuację przez cały czas trwania procesu pomocy osobie poszkodowanej. Pomoże w tym defibrylator Samaritan PAD 500P z doradcą RKO. To niesamowicie wydajne urządzenie, które w przypadku zatrzymania krążenia krwi poprowadzi nas szybko i konkretnie krok po kroku wspomagając wszystkie nasze czynności i doradzając na każdym kroku co dalej robić. Dzięki temu nawet niedoświadczona osoba będzie w stanie udzielić pomocy.

Nigdy nie wiemy kiedy może kogoś w naszym otoczeniu spotkać nagłe zatrzymanie krążenia krwi. Aby w takiej sytuacji uratować komuś życie z pewnością przyda nam się defibrylator Samaritan. Pełni nie tylko funkcję urządzenia defibrującego ale też asystenta, który podpowiada jak prawidłowo wykonać reanimację osoby poszkodowanej. Warto zainwestować w sprzęt od którego nadaje się do pracy, domu czy do budynków publicznych.

Opis techniczny

Defibrylator Samaritan PAD 500P z doradcą RKO

- waga 1kg,
- prosta obsługa,
- panel graficzny prowadzący użytkownika krok po kroku,
- zrozumiałe odpowiedzi głosowe,
- wbudowany autotest,
- idealny w domu, w firmie, w podróży i miejscach publicznych

Defibrylator Samaritan PAD 500P posiada wszystkie funkcje i zalety modelu 300P oraz dodatkowy unikalny system odpowiedzi ułatwiający prawidłowe wykonanie RKO.

Do oceny jakości RKO czyli ustalenia, czy uciśnięcia są odpowiednio szybkie i głębokie, używa kardiogramu impedancyjnego (ICG-Impedance Cardiogram). Pokazuje on zmiany oporności elektrycznej klatki piersiowej pacjenta zależnej od występującego w niej krążenia krwi i na tej podstawie określa RKO. Ponieważ przepływ krwi zależy od głębokości i częstotliwości wykonywanych uciśnięć, Samarita PAD potrafi podpowiedzieć jak należy je wykonać.

Celem działania doradcy RKO jest zapewnienie prawidłowego masażu serca poprzez podpowiedzi głosowe i graficzne (linijka świetlna). Świecące na zielono diody i komenda "dobre uciski" oznaczają poprawny masaż zarówno co do tempa jak i głębokości.

Komenda "uciskaj szybciej, dobre uciski" oznacza zbyt wolne tempo ale właściwą głębokość uciśnięć.

Podpowiedź "uciskaj mocniej" oznacza konieczność głębszych ucisków. Jedna świecąca się pomarańczowa dioda oznacza, że uciski nie są wykonywane lub są równocześnie zbyt wolne i zbyt płytkie.

Rozświetlone wszystkie pomarańczowe diody oznaczają zbyt płytkie uciski.

Słyszalne, rytmiczne dźwięki metronomu ułatwiają zachowanie właściwego tempa.

W komplecie znajdują się defibrylator, 2 sztuki elektrod ze zintegrowaną baterią oraz torba transportowa.

Okres gwarancji: 8 lat