

Link do produktu: <https://www.twoja-apteczka.pl/defibrylator-samaritan-pad-p-24.html>

Defibrylator Samaritan PAD

Cena brutto	5 076,00 zł
Cena netto	4 700,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	24
Kod producenta	350-SYS-PL-10
Producent	HeartSine Technologies Ltd.

Opis produktu

Defibrylator Samaritan PAD

to rozwiązanie nie tylko dedykowane służbom medycznym, ale także osobom, które nie posiadają doświadczenia w obsłudze takich urządzeń. Jest to sprzęt niezwykle prosty w obsłudze, a wszystko po to, by każdy człowiek był w stanie dzięki niemu udzielić pierwszej pomocy. Defibrylator Samaritan PAD do minimum ogranicza liczbę czynności koniecznych do wykonania i praktycznie cały proces reanimacji wykonuje za nas.

Defibrylator Samaritan PAD doskonale spiszę się w czasie defibrylacji. Potrafi przeprowadzić ratownika przez wszystkie etapy postępowania ratowniczego przy pomocy prostych do odczytania symboli oraz jasno wyrażanych komunikatów głosowych. Mrugająca kontrolka stanu urządzenia informuje o tym, że defibrylator jest gotowy do użycia.

Żeby jeszcze bardziej uprościć proces ratunkowy i ograniczyć go do naprawdę niezbędnych czynności, w defibrylatorze Samaritan PAD zastosowano specjalny kartridż, który integruje baterię z elektrodami. Dzięki temu nie trzeba pamiętać o często różnych datach przydatności do użycia baterii oraz elektrod, gdyż wszystko stanowi jeden element. Wystarczy tylko otworzyć opakowanie i przykleić elektrody.

Opis techniczny

W celu podjęcia decyzji o konieczności defibrylacji aparat rozpoznaje EKG pacjenta, jakość sygnału, kontakt (przyleganie) elektrod i impedancję pacjenta.

Na wyświetlaczu ukazują się **podpowiedzi graficzne**:

- przyklej elektrody,
- odsuń się od pacjenta,
- defibryluj,
- autotest aparatu zakończony - aparat gotowy.

Posiada ostrzeżenia:

- słaba bateria (pozostało przynajmniej 10 defibrylacji),
- sygnał dźwiękowy (ostrzega o odklejeniu się elektrod),
- dioda serwisowa pokazuje negatywny wynik autotestu,
- brak baterii lub potrzebę serwisu urządzenia.

Polecenia wydawane są w języku polskim.

Środowisko pracy:

- temp. pracy od 0 do 50st. C,
- temp. przechowywania od -10 do 50 st. C,
- wilgotność względna 5% do 95% (bez kondensacji).

Rejestr zdarzeń:

- wbudowana pamięć wewnętrzna,
- pojemność pamięci 90 minut zapisu EKG i rejestru zdarzeń,
- możliwość odtworzenia przewód połączeniowy USB podłączany bezpośrednio do komputera oraz oprogramowanie do analizy zapisu.

PAD-Pak (wymienny kartridż z elektrodami i baterią)

- ważność 4 lata od daty produkcji
- waga 0,2 kg
- wymiary 100mm x 133mm x 24mm

Bateria

- minimum 100 wyładowań energią minimum 150 J
- przydatność 4 lata

Elektrody

- jednorazowe zintegrowane z kartridżem PAD-Pak
- ważność 4 lata
- powierzchnia żelu 100 cm²
- długość przewodów 100 cm

Okres gwarancji: 8 lat