

Link do produktu: <https://www.twoja-apteczka.pl/ssak-nozny-vacup-hersill-p-2429.html>

Ssak nożny Vacup - Hersill

Cena brutto	660,96 zł
Cena netto	612,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	2429
Producent	Boxmet

Opis produktu

Ssak nożny - specyfikacja produktu

Profesjonalny **ssak nożny** do stosowania przez zespoły ratownictwa medycznego, do pracy w warunkach poza szpitalnych. Można go również wykorzystywać na oddziałach w szpitalu. Wyposażony w zestaw drenów oraz pojemnik na treść.

Ssak nożny można stosować do odsysania pokarmu z jamy ustnej, nosowo-gardłowej, do odsysania wydzielin oraz krwi, a także dla pacjentów tracheotomowanych i po zabiegach operacyjnych.

Powierzchnia jest łatwa do czyszczenia.

Specyfikacja techniczna:

- podciśnienie maksymalne - 82kPa,
- wydajność - powyżej 28l/min., przy 2 uciśnięciach na sekundę (max. 72L/min.)
- zbiornik na wydzielinę można używać wielokrotnie i sterylizować w autoklawie,
- pojemność zbiornika na wydzielinę wynosi 650 ml,
- zabezpieczenie przed przepiętniem,
- wbudowany filtr bakteryjny,
- ciągły przepływ zasysania przy 40 uciskach na minutę,
- cewnik długości 1,5m,
- dwie końcówki ssące o średnicy wewnętrznej 5 mm oraz 7 mm,
- waga 850 g.

W komplecie znajduje się **ssak nożny**, pojemnik wielorazowego użytku o pojemności 650 ml, wbudowany filtr bakteryjny oraz cewnik o długości 15 m z końcówkami 5 mm i 7mm.

Ssak nożny - kiedy jest potrzebny?

W sytuacji zachłyśnięcia się, ręczne usunięcie przeszkody w drogach oddechowych może być niemożliwe. Niezbędne jest odessanie treści. Jeśli do zdarzenia dochodzi w warunkach pozaszpitalnych, ratunkiem dla chorego jest użycie ssaka mechanicznego.

Z uwagi na łatwość użytkowania, szczególnie polecamy **ssak nożny** Vacup Hersill. Charakteryzuje się on bardzo dużą efektywnością ucisku, dzięki czemu nie zachodzi ryzyko przemęczenia ratownika. Można nim skutecznie odsysać treść blokującą drogi oddechowe (śluz, wymiociny, pokarm) oraz płyny zasłaniające pole widzenia w ranie (krew, ropa). **Ssak nożny** Vacup Hersill jest bardzo łatwy w czyszczeniu, wydajny i wygodny w użytku.

Ssak nożny - dodatkowe informacje

Ssak nożny pozwala na odprowadzenie treści z jamy ustnej, nosa i gardła, a także z okolic rany, dlatego też może być stosowany zarówno w warunkach polowych, przez ratowników medycznych, jak i pomocniczo na salach operacyjnych. Doskonale sprawdzi się też w trakcie domowej lub hospicyjnej opieki nad chorym wymagającym sporadycznego odsysania płynów.

